



Andocksysteme G.Untch GmbH

Schweighofstrasse 3

D-79410 Badenweiler

Tel.: +49 76 32 82 3 82 - 0

Fax: +49 76 32 82 3 82 - 28

E-mail: info@andocksysteme.de

Internet: www.andocksysteme.de

ANFRAGE

Aktivklappe

Die Aktivklappen werden überwiegend an der feststehenden Station montiert.

Nennweite: DN 50 100 150 200 250 300

Aktivklappe befüllen Stückzahl _____

Aktivklappe entleeren Stückzahl _____

Material produktberührte Teile 316L Hastelloy HC22 andere _____

Dichtungsmaterial: EPDM weiß EPDM schwarz FKM weiß FKM schwarz
 PTFE weiß PTFE schwarz andere _____

Antrieb Bedienung / Ablauf der Verriegelung und der Klappenbetätigung Handhebel Antriebe pneumatische Ebro Antriebe

Bemerkung: _____

Schnittstelle Anschluss, Verbindung mit vorhandener Station DIN Flansch TRI Clamp Sonderausführung
 Automatische Zustellung (Anschluss kundenspezifisch) Schwimmende Lagerung bei Automatikbetrieb erforderlich (Anschluss kundenspezifisch)

Temperaturbereich EX Zone: Ja, Zone _____ Nein

Lösemittelbeständig (Reinigungsmittel): _____

Zubehör Absaugung Deckel Aktiv Stückzahl: _____
(Absaugung für die Beseitigung der Restkontamination, Schutzdeckel)

Passivklappe

Die Passivklappen werden überwiegend an der mobilen Einheit montiert.

Nennweite: DN 50 100 150 200 250 300

Passivklappe befüllen Stückzahl _____

Passivklappe entleeren Stückzahl _____

Material produktberührte Teile 316L Hastelloy HC22 andere _____

Dichtungsmaterial: EPDM weiß EPDM schwarz FKM weiß FKM schwarz
 PTFE weiß PTFE schwarz

Bemerkung: _____

Schnittstelle Anschluss, Verbindung mit vorhandener Station DIN Flansch (Angaben definieren) TRI Clamp
 Direkte Verschraubung (bei PTFE nicht möglich)

Zubehör Öffnungswerkzeug Stückzahl: _____
 Entriegelwerkzeug Stückzahl: _____
 Deckel Passiv Stückzahl: _____
 Deckel Aktiv Stückzahl: _____

Schutzdeckel, Öffnungswerkzeug zum Öffnen im nicht angedockten Zustand

Produkteigenschaften Schüttgüter: abrasiv: Ja Nein
toxisch: Ja Nein

Flieseigenschaften: gut mittel schlecht

Kundendaten: Firma: _____ Telefon: _____
Kontaktperson: _____ Fax: _____
Adresse: _____ Email: _____
Branche: _____

Projektdateien Besuch erwünscht Angebot zusenden vorgesehene Vergabe
 Budget Unterlagen zusenden Realisierungszeitraum
 Vorprojekt techn. Unterlagen zusenden

Datum: _____